



G 1910. CO₂ Sensor zur Luftqualitätsüberwachung

Messbereich: max. 10000 ppm

Optimierte Variante G1910-02-AQ-B, betriebsfertig voreingestellt zur Unterstützung und Optimierung des Lüftungsverhaltens für sichere Lüfthygiene.

WARNSTUFE (Stufe gelb)

Messwert über 1000 ppm: Lüften empfohlen!

Warnton Piep ... Piep ... Piep ... und blinkende Anzeige

Um Warnton 5 min während Lüften zu unterdrücken: beliebige Taste drücken

ALARMSTUFE (Stufe rot)

Lüften in Schulen verpflichtend!

Dauerton und Blinken kann nicht unterbrochen werden (außer durch Ausschalten des Gerätes: Ein/Aus-Schalter langes Drücken)

Aufstell- /Montageort beispielsweise in Fensternähe mit zum. 2 m Abstand zu Personen auf Tisch oder in Kopfhöhe (für Dauerbetrieb: Steckdose vor Ort?)

Warum das G 1910?

- o Entweder für Akkubetrieb bis zu 24 h – kann mit USB Kabel über Nacht wieder -aufgeladen werden > Auch für Aufstellorte ohne Steckdose verwendbar.
- o Oder für Dauerüberwachung mit Versorgung über das USB Kabel.
- o Geeignet sowohl zum Einsatz ähnlich einer Luftgüteeampel oder auch zur Kontrolle der Genauigkeit entsprechender einfacherer CO2-Sensoren.
- o Durch genaue Messwerte kann Lüftungsverhalten optimiert werden – das schafft -Sicherheit und hilft Raumtemperatur Pandemie-Stress-Betrieb im komfortablen -Bereich zu halten.
- o Auch für genaue Messungen in naturwissenschaftlichem Unterricht geeignet!

Denn auch Corona wird einmal beherrschbar sein

MESSBEREICH	PARAMETER-WERKSEINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG
	Warngrenze	Alarmgrenze	Geräteabschaltung	Gerät mit Sensor, Anleitung, Akkus, USB-Ladekabel (ohne Netzadapter), Ständer/Wandhalter
max 10000 ppm	1000 ppm	2000 ppm	Dauerbetrieb	
	Die Parameter sind über Menü einstellbar, die Werkseinstellungen sind jederzeit wiederherstellbar			

Förderfähig in Bayern im Rahmen der „Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum -Infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen“ – kurz „FILS-R“ i.H.v. 7,27 Euro je Schülerin und Schüler bei Antragstellung durch den Schulträger bis zum 31.12.2020

MADE IN GERMANY



Bestellcode: G1910-02-AQ-B | Artikelnummer: 482018

